

Giovanni

Adelizzi

ODONTOTECNICO

N. di registrazione al Ministero della Sanità: ITCA01000943



Procera®

Laboratorio

Egr. collega,

sono titolare di laboratorio dal 1985. Ti porto a conoscenza che dal 2003 ho acquistato lo scanner Procera® che, come sai, permette di produrre abutment individualizzati, cappette per eseguire ceramiche integrali, faccette (Laminate) ed Implant bridge.

Se anche tu vuoi ridurre i costi di produzione aumentando qualità e fatturato, approfitta ora ad utilizzare la tecnologia cad cam evitando il gravoso investimento con l'acquisto della stessa. Sono disponibile ad un incontro per offrirti la mia collaborazione, l'esperienza e la migliore offerta commerciale, studiata ed adattata alle tue specifiche esigenze.

Diventando collaboratori ne beneficereмо sicuramente entrambi.

Ti auguro un proficuo lavoro.



Giovanni Adelizzi

**Asdent s.n.c.**

Via Genova 61/bis -10126 Torino

Tel. 011.664.75.43

Cell. 335.65.65.083



La metodica non prevede fusioni, qualsiasi sia il materiale scelto per produrre il nostro abutment (allumina, zirconio, titanio); la precisione della connessione non subisce quelle alterazioni dovute alla fusione o sovrافusione, come ad esempio accade con l'UCLA. Nelle immagini, da sinistra: abutment in allumina, in zirconio e titanio.



**NB: Compatibilità impianti: Contattare il laboratorio.**



## Cappette in allumina e zirconio – Faccette estetiche

Grazie alla fabbricazione industriale, i prodotti Procera® risultano avere una massa particolarmente compatta, risultato ottenuto dalla pressatura industriale equivalente a 6 tonnellate per millimetro quadrato. A conferma di tutto questo, nel caso in cui fossimo condotti a rifare -per qualsiasi motivo- il rivestimento ceramico, sarà tranquillamente possibile mettere la corona da riceramizzare in acido fluoridrico; la ceramica si scioglierà lasciando completamente integra la cappetta Procera®. Le cappette in allumina o zirconio (ossidi densamente sinterizzati) possono essere impiegate su denti naturali, su perni moncone e abutment con possibilità di ricostruzione di qualsiasi elemento dentale, perfetto sul gruppo frontale come su quello posteriore. Utilizzabile in tutte le condizioni di lavoro e qualsiasi età abbia il paziente.

L'accurata produzione industriale, lascia uno spazio uniforme al di sotto di 50 µm tra un dente preparato e l'interno della cappetta al fine di consentire una corretta cementazione ed un fit passivo ottimale.







La cappetta Procera® è coperta da garanzia per cinque anni -dalla data di produzione- direttamente dal produttore.

**Asdent s.n.c.**

Via Genova 61/bis -10126 Torino

Tel. 011.664.75.43

Cell. 335.65.65.083



**Asdent s.n.c.**

Via Genova 61/bis -10126 Torino

Tel. 011.664.75.43

Cell. 335.65.65.083

